


1. Véresejtszámlálás

Eszközök

- ujjbegy fertőtlenítéshez spray
- steril, egyszer használatos injekciós tű/ ujjbegyszűrő
- gumikesztyű
- vatta (vér törlése ujjbegyről)
- keverőpipetta (piros 1:100 és fehér golyós 1:10)
- Hayem oldat (hipertóniás, vvt-k zsugorodnak)
- Türk oldat (vvt-t hemolizálja, fvs magját metilénkékkel festi)
(Türk-oldat: 0,5 %-os ecetsav metilénkékkel színezve)
- Bürker kamra
- mikroszkóp (40× nagyítás)

Bürker kamra



- két 3x3 mm-es számlálókamra vonalakkal 3x3 részre osztva
- a részeken belül közeli vonalak 1/20 mm távolságra, távoliak 1/5 mm-re
- a fedőlemez alatt 1/10 mm magas hely van

Teendők

Elővigyázatosság: vagy állatvérrel vagy saját vérrel dolgozzunk! Ha vérvételnél, higításnál segíteni kell: gumikesztyű

- Bürker kamra előkészítése
 - mosás csapvízzel, alkohollal, szárítás
 - fedőlemez rögzítése
- bal kéz középső ujj ujjbegy fertőtlenítése
- steril tűvel 2–3 mm mélyen megszúr
- első csepp vér letörlése száraz vattával
- pipetta
 - vvt: 1:100 keverőpipetta, piros golyóval
 - fvs: 1:10 keverőpipetta, fehér golyóval
- vér felszívása az 1-es jelig, buborékmentesen
- higítás
 - vvt: Hayem oldatot szív a 101-es jelig
 - fvs: Türk oldatot szív, a 11-es jelig
- szívócső eltávolítása a pipettáról
- keverés: pipetta végét befogja, pipettát 2 percig rázza
- pipettából néhány cseppet kienged (ami az alsó részén volt)
- oldatot a Bürker kamra felső szélén az üvegcsík és fedőlemez közé, a számlálókamrába szivárogtat
- Bürker kamra a mikroszkóp alá
 - szűk diafragma, süllyesztett kondenzor
 - a kamra vonalkáit élesen lássuk
 - 40× nagyítás
 - vvt számolás: mindkét számlálókamrában 20–20 kis négyzetben
 - fvs számolás: mindkét számlálókamrában 20–20 nagy négyzetben
- pipetta kimosása
- Bürker kamra elmosása

Számolás

- Becslés: adatok a négyzetekbeli sejtszámok x_1, \dots, x_{40}
 - vvt:
 - * \bar{x} az x_1, \dots, x_{40} átlaga.
 - * Ez egy négyzetre vonatkozik, azaz $\frac{1}{20} \cdot \frac{1}{20} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{4000}$ mm³ oldatra
 - * $1 \text{ mm}^3 = \frac{1}{10^6}$ liter
 - * 100-szoros hígítás volt
 - * $\bar{x} \cdot 4000 \cdot 10^6 \cdot 100 = \bar{x} \cdot 0,4 \cdot 10^{12}$ a literenkénti szám
 - * nő: $4,5\text{--}4,8 \times 10^{12}$ a normál
 - * férfi: $4,5\text{--}5,5 \times 10^{12}$ a normál
 - fvs:
 - * \bar{x} az egy négyzetbeli térfogatra vonatkozó átlag
 - * ez $\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{250}$ mm³ oldatban volt
 - * $1 \text{ mm}^3 = \frac{1}{10^6}$ liter
 - * 10-szeres hígítás volt
 - * $\bar{x} \cdot 250 \cdot 10^6 \cdot 10 = \bar{x} \cdot 2,5 \cdot 10^9$ a literenkénti szám
 - * $4\text{--}11 \times 10^9$ a normál
- Az egy-egy négyzetben talált sejtszámok szórásnégyzete: $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$
- Poisson eloszlás esetén $s^2 = \lambda = \bar{x}$ kellene hogy legyen.
 - Hasonlítsa össze az s^2 és \bar{x} értékeket (vvt-re és fvs-re is)
 - Ha a sejtek csoportosulnak (például összeragadnak), akkor $s^2 > \bar{x}$ lehet.
 - Ha a sejtek „taszítják egymást”, akkor $s^2 < \bar{x}$ lehet. Ebbe az irányba hat ha túl sok sejt van, ezért nem elhanyagolható a méretük.

2. Statisztikai háttér

Több, azonos térfogatban számoljuk majd az egyes térfogatokba eső sejtek számát. Ha a sejtek egymástól függetlenül helyezkednek el az oldatban, azaz (1) elég ritkák ahhoz, hogy egymás helyét a térfogatban ne befolyásolják lényegesen, és (2) az oldatot elég jó felráztuk és (3) a sejtek nem ragadnak össze és nem is taszítják egymást akkor az egy-egy térfogatban talált sejtek száma Poisson eloszlást követ.

2.1. Poisson eloszlás

Mit ír le: Sok független, ritka esemény közül hány következik be egy adott időintervallumban, vagy hány kerül egy adott téri intervallumba.

Annak a valószínűsége, hogy k következik be:

$$f(k, \lambda) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$


Itt

- $\lambda > 0$ az eloszlás paramétere
- $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ a bekövetkezések száma.
- $e = 2,71828\dots$ a természetes alapú logaritmus alapja, Euler-szám.
- $k! = k$ faktoriális

A λ paraméterű Poisson eloszlás


- Jele: $\text{Pois}(\lambda)$
- Várható értéke: λ
- Szórásnégyzete: λ
- Szórása: $\sqrt{\lambda}$

A Poisson eloszlás $\lambda = 1$, $\lambda = 3$ és $\lambda = 10$ esetén



Közelítés normális eloszlással

Nagy λ (kb. $\lambda > 1000$) esetén a Poisson eloszlás jól közelíthető λ várható értékű λ szórásnégyzetű normális eloszlással. Ez a közelítés már $\lambda > 10$ esetén is elég jó, ha folytonossági korrekcióként $N(\lambda, \lambda)$ helyett $N(\lambda - 0.5, \lambda)$.



Kapcsolat a binomiális eloszlással


Egy n és p paraméterű binomiális eloszlás azt adja meg, hogy egy p valószínűségű esemény n független próbálkozásból milyen valószínűséggel következik be éppen k -szor:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Jele: $\text{Binom}(n, p)$

A „ritka események törvénye”: Binomiális eloszlások olyan sorozata ahol a várható érték (np) állandó és $n \rightarrow \infty$ a $\lambda = np$ paraméterű Poisson eloszláshoz tart.

A $\lambda = 4$ paraméterű Poisson eloszláshoz közeledő binomiális eloszlások



Ha $n \geq 20$ és $p \leq 0.05$, akkor $\text{Binom}(n, p)$ elég jól közelíthető Poisson eloszlással.
Ha $n \geq 100$ és $np \leq 10$, akkor nagyon jól.

Konfidenciintervallum a λ paraméterre

Guerriero és mások (2009): Poisson eloszlás λ paraméterére 95%-os konfidenciaintervallum:

$$\left[\frac{N}{L} \cdot \left(1 - \frac{1.96}{\sqrt{N-1}} \right), \frac{N}{L} \cdot \left(1 + \frac{1.96}{\sqrt{N-1}} \right) \right]$$

ahol N az események száma, L az intervallum hossza, N/L az egységnyi intervallumra jutó események száma. Alkalmazási feltétel: $N \geq 15$

Így ha N sejtet számoltunk, akkor ez szerint a sejtek gyakorisága 95% valószínűséggel a végeredmény $\left(1 - \frac{1.96}{\sqrt{N-1}} \right)$ -szerese és $\left(1 + \frac{1.96}{\sqrt{N-1}} \right)$ -szerese közé esik.

Például ha 241 sejtet számoltunk, akkor $\pm \frac{1.96}{\sqrt{240}} = \pm 0.1265 \approx \pm 13\%$